




**Manufacturer: Sasol Wax GmbH**

德国沙索石蜡有限公司，隶属于德国沙索化工集团，为全国公认的石蜡技术领导者，广泛运用食品、化妆品、制药、纺织品、纸张、医疗等领域。七十年的技术积淀，成就了Sasol石蜡的极高品质、极高安全性和极好的客户口碑。



- 德国沙索进口，世界顶级石蜡；
- 韧性好，切片平整、连片性好；
- 无气味，纯度高，不堵塞脱水机管道；
- 鳞片状，溶蜡速度快；
- 染色时容易脱蜡，有助得到理想的着色效果。

## 化学结构

组织学石蜡是在石油生产过程中，以复杂的精炼方法，经过蒸馏、结晶和脱油等程序提炼制成，是一种多种成分的混合物，其中包含饱和碳氢化合物。



## 订货信息

货号	熔点	颜色	包装
312020003	54-56°C	白色	1公斤/袋；8袋/箱
312020004	57-60°C	白色	1公斤/袋；8袋/箱

## 公司简介

维格斯是一家集研发、生产、销售于一体的专营病理产品的民族企业，公司拥有专业技术人才，先进仪器研发设备，高端的研发实验室和设施完善的生产车间。我们累积多年的研发和制造经验，结合全球病理领域发展的先进技术，完善设计和精湛的工艺水平，能保障全球的病理工作者使用到优质、可靠、高效的产品。

