

固定组织液 TISSUE FIXATIVE

- 安全快捷
- 无需配制
- 实时使用

根据卫生部《医院评审评价工作文件汇编》（卫生部医疗服务监管司编“2012年”第一版）关于“三级综合医院评审标准实施细则”要求：标本需要10%中性甲醛缓冲液固定。固定液的量不少于组织体积的3~5倍（要确保标本全置于固定液之中），除特殊要求外。



产地：中国

维格斯常规组织固定液

- 标准化、规范化、自动化生产，质量保证；
- 多种规格可供选择，即取即用，无需配置；
- 小规格独立包装，配以医用标签，杜绝交叉污染，避免医疗事故发生；
- 有CFDA备案及第三方检测符合CNAS标准；
- 实验及众多医院使用证明，Wexis 10%中性缓冲福尔马林固定液性能稳定，渗透作用强，固定均匀，能很好的保存组织细胞形态结构，保存细胞内的蛋白质、糖类、无机盐和色素等，利用细胞特殊染色，适用于免疫组化和分子生物学检验。

多种规格试剂瓶 - 使用特点

- 1、螺纹防滑的瓶盖设计，无渗漏，使用方便；
- 2、密封透明的标本瓶，防止液体挥发，易观察；
- 3、高分子材料试剂瓶，能耐弱酸、弱碱、油类等；
- 4、专用标记可让医护人员随时区分组织的类别，避免混淆；
- 5、试剂容量为组织的五倍。




货号	试剂容量	试剂瓶容量	试剂瓶大小(mm)	包装	适用标本
5200015	15ml ^{[1][2]}	30ml	44*33	500瓶/箱	适用于胃镜等细小标本的固定
5200030	30ml ^{[1][2]}	60ml	56*41	320瓶/箱	适用于中小标本固定
5200050	50ml ^{[1][2]}	100ml	66*50	200瓶/箱	
5200250	250ml ^{[1][2]}	500ml	96*91	50瓶/箱	适用于中等标本固定
5200500	500ml	600ml	166*81	20瓶/箱	
5202500	2500ml	2500ml	150*100*240	8瓶/箱	适用于手术室、病理科等需求量大的科室
5205000	5000ml	5000ml	185*125*300	4瓶/箱	

[1] 外观设计专利：ZL201230066084.0

【医疗器械产品备案号】粤穗械备20160271号

[2] 病理标本送检瓶专利：ZL201220100973.9



维格斯官方微信



电子彩页

广州维格斯生物科技有限公司

地址：中国广州市增城区新塘镇沙浦

银沙二路4号（维格斯产业园）

电话：8620-8779 3718

传真：8620-8779 3728

维格斯集团有限公司

地址：香港新界元朗宏业西街33号

元朗贸易中心1611室

电话：852-2567 2882

传真：852-2567 6333

网址：www.wexisgp.com

邮箱地址：marketing@wexisgp.com